

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu : Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn cho bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Phạm Thị Hồng Thúy, TP Hành chính Quản trị - Vật tư, thiết bị y tế.

Số điện thoại: 0963023322; Email: hcqtbvdkkvcp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - vật tư, thiết bị Y tế. Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả, địa chỉ: tổ 1, khu 3, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.950.759; 02033940116.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 17 tháng 06 năm 2024 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 06 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Túi ép tiệt trùng dạng dẹt 400mm x 200m	Sử dụng để tiệt khuẩn hơi nước, EO và Formaldehyde. Túi gồm có 2 mặt: Mặt trên là giấy y tế loại 60 gsm ± 5%. Độ thoáng khí của mặt giấy 10.29 um/Pa.s Mặt dưới phim xanh tiêu chuẩn (PET/ CPP) độ dày 52 um ± 5%, độ bám dính: 154 g; có chỉ thị tiệt trùng cho khí EO, hơi nước, Formaldehyde, khả năng thay đổi màu rõ ràng và chính xác khi tiếp xúc với yếu tố tiệt khuẩn. Độ bền mối hàn: 6.6 n/15mm	6	Cuộn

		<p>Tính năng :</p> <p>Đễ dàng hàn với mọi dòng máy hàn túi bằng nhiệt.</p> <p>Được hàn 3 đường để tăng độ bền.</p> <p>Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở.</p> <p>Thao tác mở túi dễ dàng mà không bị rách Không có chì và không có mù - giúp hạn chế khu vực in giữa mặt giấy và màng film để tránh nhiễm khuẩn dụng cụ.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE</p>		
2	Túi ép tiệt trùng dạng dẹt 150mm x 200m	<p>"Sử dụng để tiệt khuẩn hơi nước , EO và Formaldehyde.</p> <p>Túi gồm có 2 mặt:</p> <p>Mặt trên là giấy y tế loại 60 gsm ± 5%. Độ thoáng khí của mặt giấy 10.29 um/Pa.s</p> <p>Mặt dưới phim xanh tiêu chuẩn (PET/ CPP) độ dày 52 um ± 5% ,độ bám dính: 154 g; có chỉ thị tiệt trùng cho khí EO, hơi nước, Formaldehyde, khả năng thay đổi màu rõ ràng và chính xác khi tiếp xúc với yếu tố tiệt khuẩn. Độ bền mỗi hàn: 6.6 n/15mm</p> <p>Tính năng :</p> <p>Đễ dàng hàn với mọi dòng máy hàn túi bằng nhiệt.</p> <p>Được hàn 3 đường để tăng độ bền.</p> <p>Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở.</p> <p>Thao tác mở túi dễ dàng mà không bị rách Không có chì và không có mù - giúp hạn chế khu vực in giữa mặt giấy và màng film để tránh nhiễm khuẩn dụng cụ.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE</p>	6	Cuộn
3	Túi ép tiệt trùng tyvek dạng cuộn 150mm x 70m	<p>"Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viên túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt:</p> <p>Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN;</p> <p>Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/- 5um; Độ bền xé >=90mN</p> <p>Độ bền mỗi hàn: 3.0-4.0N/15cm</p> <p>Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C</p> <p>Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485</p>	6	Cuộn
4	Túi ép tiệt trùng dạng dẹt 250mm x 200m	<p>Mặt dưới phim xanh tiêu chuẩn (PET/ CPP) độ dày 52 um ± 5% ,độ bám dính: 154 g; có chỉ thị tiệt trùng cho khí EO, hơi nước, Formaldehyde, khả năng thay đổi màu rõ ràng và chính xác khi</p>	6	Cuộn

		<p>tiếp xúc với yếu tố tiệt khuẩn. Độ bền mỗi hàn: 6.6 n/15mm</p> <p>Tính năng :</p> <p>Đễ dàng hàn với mọi dòng máy hàn túi bằng nhiệt.</p> <p>Được hàn 3 đường để tăng độ bền.</p> <p>Túi được gia cố để tránh rách trong quá trình mở.</p> <p>Thao tác mở túi dễ dàng mà không bị rách Không có chì và không có mù - giúp hạn chế khu vực in giữa mặt giấy và màng film để tránh nhiễm khuẩn dụng cụ.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE</p>		
5	Băng keo chỉ thị hấp ướt	<p>Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 2,4cm x 55m với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Vạch chỉ thị sẽ chuyển sang màu đen sau khi qua tiệt khuẩn và giữ nguyên màu trong vòng 6 tháng. Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C và 132-134°C. Thành phần: giấy 75-85%, chất bám dính 10-20%, Acrylic Polymer: 2-5%, mực chỉ thị 0,5-2%. Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 13485:2016.</p>	30	Cuộn
6	Túi ép dẹt tiệt trùng 350mm x 70m	<p>Túi ép Tyvek sử dụng cho hấp Plasma/ VH2O2.</p> <p>Túi gồm có 2 mặt:</p> <p>Mặt trên là giấy Tyvek với khả năng chống rách và thủng tốt, khả năng kháng khuẩn vượt trội. Độ dày 149 um. Độ bao phủ 93 %</p> <p>Mặt dưới phim tiêu chuẩn (PET/ CPP) trong suốt.</p> <p>Độ bền mỗi hàn: 6.6 n/15mm</p> <p>Có tích hợp chỉ thị tiệt trùng bằng Plasma màu xanh, chuyển màu hồng sau khi tiệt khuẩn.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 và CE</p>	06	Cuộn
7	Hóa chất tiệt trùng cho S130 / S130D	<p>-Là hóa chất tiệt khuẩn dùng cho công nghệ tiệt khuẩn VH2O2</p> <p>-Phù hợp cho máy tiệt khuẩn model: S130, và S130D của hãng Renosem</p> <p>-Là hóa chất sử dụng 1 lần</p> <p>-Thể tích H2O2: 10mL/ cát sét (mỗi cát sét gồm 2 ngăn nhỏ, mỗi ngăn 5 mL)</p> <p>-Nồng độ H2O2: 50%</p> <p>-Sử dụng: 1 cát sét /chu trình</p> <p>-Hạn sử dụng từ ngày sản xuất: 12 tháng</p> <p>-Điều kiện bảo quản: 5– 30oC</p>	130	Caset

5	Túi ép tiệt trùng tyvek dạng cuộn 150mm x 70m	"Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viên túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/- 5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485	3	Cuộn
9	Túi ép dẹt tiệt trùng 250mm x 70m	"Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viên túi chuyển từ màu Đỏ sang Xanh sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy Tyvek: Trọng lượng 60gsm; Độ dày 155um; Lực chịu rách 2803-3694mN; Mặt film PE/PET: Dày 64+/- 5 um với PE 50+/- 5um; Độ bền xé >=90mN Độ bền mối hàn: 3.0-4.0N/15cm Nhiệt hàn 110 +/- 5 độ C Đáp ứng tiêu chuẩn FDA 510k, CE, EN-868, ISO 9001 và ISO 13485	3	Cuộn
10	Giấy in tiệt trùng nhiệt độ thấp	Giấy in thông số cho máy S130 của hãng Renosem	10	Cuộn
Tổng cộng :		10 Khoản		

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản : Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, theo thông báo đặt hàng của bệnh viện

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng

5. Các thông tin khác (nếu có).

Kính mời các Công ty/đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa nêu trên, báo giá đầy đủ thông tin cho đơn vị. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật và các thông tin khác của hàng hóa.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: BVĐKKVCP;
- Lưu: VT, HCQT-VT, TBYT



Nguyễn Đức Thanh

PHỤ LỤC
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ

(Kèm thông báo mời chào giá số : 823 /TB-ĐKKVCP ngày 17/06/2024 của Bệnh viện ĐKKV Cẩm Phả)

Thông tin của đơn vị báo giá
(tên, địa chỉ, số điện thoại, email)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh Viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chúng tôi...(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

Stt	Tên hàng hóa, thiết bị y tế	Tên thương mại, ký mã hiệu	Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu (Nếu có)	Thông số kỹ thuật sản phẩm	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										

Bảng chữ :

Ghi chú: Giá trên là giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả.

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:ngày, kể từ ngày.....tháng.....năm... (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực

Ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(ký tên, đóng dấu (nếu có))